

User Story 1	
Descrição	<p>Enquanto: fonoaudiólogo(a)</p> <p>Eu gostaria de: mostrar um conjunto de figuras para o paciente durante as seções com o mesmo</p> <p>Para: que o mesmo possa tentar me dizer o nome da figura e eu possa avaliar se ele acertou ou não ou se está em dúvida sobre o nome da mesma, indicando a quantidade de figuras certas, erradas e em dúvida.</p>
Cenários	<p>Cenário 1: Mostrar lista de figuras e o paciente acertar o nome de uma figura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dado: Um conjunto com um determinado número de figuras quaisquer, sendo possível alternar entre elas; • Quando: O paciente, após solicitado, acertar o nome de determinada figura; • Então: A quantidade de acertos de figuras é acumulado. <p>Cenário 2: Mostrar uma lista de figuras e o paciente errar o nome de uma figura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dado: Um conjunto com um determinado número de figuras quaisquer, sendo possível alternar entre elas; • Quando: O paciente, após solicitado, errar o nome de determinada figura; • Então: A quantidade de erros de figuras é acumulado. <p>Cenário 3: Mostrar uma lista de figuras e o paciente não souber o nome de uma figura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dado: Um conjunto com um determinado número de figuras quaisquer, sendo possível alternar entre elas; • Quando: O paciente, após solicitado, não souber responder o nome da figura; • E: A figura não for colocada nem como certa nem como errada; • Então: A quantidade de dúvidas de figura é acumulado. <p>Cenário 4: Fonoaudiólogo escolhe figuras que começam com determinada letra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dado: O fonoaudiólogo queira mudar o conjunto de figuras que serão apresentadas ao paciente com base na letra inicial das mesmas; • Quando: O fonoaudiólogo clicar no botão de configurações do exercício; • Então: Aparecerá uma janela de configurações, onde o fonoaudiólogo poderá selecionar a letra inicial dos nomes das figuras, sendo que após isso, serão mostradas todas as figuras que iniciam com a letra escolhida. <p>Cenário 5: Fonoaudiólogo deseja visualizar número de figuras respondidas corretamente, erroneamente e em dúvida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dado: Que o paciente já terminou o exercício; • Quando: O fonoaudiólogo clicar em terminar o exercício; • Então: Será mostrado uma tela com a quantidade de erros, acertos e dúvidas do paciente.